




TRUNERVE BLOCK

SIMULATEUR D'ANESTHÉSIE
LOCORÉGIONALE

Le **TruNerveBlock** est un simulateur 3-en-1 qui permet d'enseigner, de pratiquer et de perfectionner la réalisation d'**anesthésies locorégionales** ainsi que des **procédures d'accès vasculaire échoguidées**. Le modèle présente une structure osseuse fracturée, des vaisseaux intégrés qui permettent de pratiquer efficacement la cannulation IV et des faisceaux nerveux supplémentaires pour l'anesthésie locorégionale.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

RÉALISME

- Contient une couche épidermique, deux vaisseaux simulés, un faisceau nerveux (avec une artère et une veine proches servant de points de référence), un os fracturé et des aponévroses
- Dispose d'un système de gestion des fluides reproduisant le flux sanguin
- Propose différentes options de visualisations anatomiques et l'activation de l'echo-Doppler

RÉSISTANT & DURABLE

- Matériau robuste pouvant supporter plus de 1 000 insertions d'aiguille
- Insert de remplacement
- Mallette de rangement pour une protection optimale

VERSATILE

Compatible avec l'ensemble des échographes du marché.

PLURIDISCIPLINAIRE

Il s'adresse à un large public - étudiants et praticiens - dans différentes spécialités telles que la médecine d'urgence, la radiologie ou encore la chirurgie.

DIMENSIONS

Poids : 1,8 kg (800g pour l'insert d'échographie et 1kg pour le socle de maintien)

Dimensions :

- Socle : 350x150x110mm
- Insert : 160x140x40mm

Désignation	Référence	Tarif € HT	Tarif € TTC
Simulateur TruNerve Block	TCP-TNB 100	970,00	1 164,00



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-De-Cé
Tel. +33 (0) 241 05 82 91

www.twin-medical.com
info@twin-medical.com



Scannez ce code
et retrouvez nos vidéos

