



The logo for Twin Medical, featuring a stylized white 'T' with a horizontal bar extending to the right, positioned above the word 'Twin' in a white, rounded, lowercase font, and the word 'medical' in a smaller, white, lowercase font below it. The logo is centered on a red diamond-shaped background.

Twin
medical



NOA

Simulateur pédiatrique de
procédures d'urgence



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE ULTRA-RÉALISTE

- Caractéristiques anatomiques fidèles à un nourrisson.
- Bras et jambes reproduisant la souplesse et les contraintes de manipulation d'un véritable nourrisson.
- Articulation avancée permettant de s'exercer au positionnement pour le cathétérisme, les soins périopératoires, la mise en décubitus ventral.

GESTES TECHNIQUES RÉALISABLES

- Voies aériennes avancées : intubation endotrachéale avec confirmation visuelle directe grâce au soulèvement du thorax lors de la ventilation.
- Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : système d'évaluation intégré mesurant avec précision la fréquence et la profondeur des compressions en temps réel.
- Voie intra-osseuse (IO) : sites de ponction au niveau du tibia proximal.
- Examen clinique permettant l'évaluation du pouls ainsi que la reconnaissance du temps de recoloration cutanée.

NOA est un mannequin ultra-réaliste conçu pour l'apprentissage des urgences pédiatriques critiques. Il permet aux professionnels de s'entraîner aux gestes vitaux sous pression : intubation, réanimation cardio-pulmonaire avec évaluation en temps réel et accès intra-osseux.

MANNEQUIN AVEC FEEDBACK



Des données objectives sur les performances de l'apprenant sont disponibles pour permettre un débriefing précis et garantir l'atteinte des standards cliniques.



“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences

fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs. Votre objectif est notre mission : délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-de-Cé
02.41.05.82.91

Retrouvez-nous sur LinkedIn 

twin-medical.com
info@twin-medical.com