



twin
medical



TruCric

Simulateur de
cricothyroïdotomie, trachéotomie
et intubation trachéale



CARACTÉRISTIQUES

ANATOMIE PALPABLE

- Repères cricoïdes palpables
- Cartilages laryngés
- Anneaux trachéaux
- Identification de l'encoche sternale et de l'os de la clavicule facilitée.

PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE


- Confirmation de la réussite de la technique grâce à un sac pulmonaire remplaçable qui se gonfle si la procédure est correcte.
- La peau du cou peut être pivotée sur le modèle, permettant de réaliser 10 à 15 incisions avant remplacement.
- L'insert laryngé permet de réaliser 1 cricothyrotomie chirurgicale et 2 à 3 trachéotomies.
- Tous les consommables sont faciles à changer.

FORMATION AUX PROCÉDURES MÉDICALES

- Cricothyrotomie à l'aiguille et chirurgicale
- Ventilation
- Trachéotomie percutanée
- Technique de Seldinger
- Gestion des voies aériennes, accès par voie antérieure du cou

La tête **TruCric** est un simulateur ultra-réaliste dédié à l'enseignement de la cricothyrotomie à l'aiguille ou chirurgicale, de la trachéotomie percutanée, de la ventilation par jet d'air et de la technique de Seldinger.

COMPOSITION DU SIMULATEUR



- 1 Modèle TruCric
- 1 Flacon lubrifiant 100 ml
- 10 Inserts de larynx
- 2 Peau de cou
- 1 Sac de transport



twin
medical

“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences

fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs. Votre objectif est notre mission : délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-de-Cé
02.41.05.82.91

Retrouvez-nous sur LinkedIn 

twin-medical.com
info@twin-medical.com