



The logo for Twin Medical, featuring a stylized white 'T' with a horizontal line through it, positioned above the word 'Twin' in a white, rounded, lowercase font, and the word 'medical' in a smaller, white, lowercase font below it. The logo is centered within a large, red-to-pink gradient diamond shape.

Twin
medical



TruInfant

Simulateurs pédiatriques
d'accès vasculaire



TRUINFANT IO LEG

ANATOMIE RÉALISTE

- Tubérosité tibiale et de la rotule anatomiquement précises pour un entraînement rigoureux.
- Sensation réelle de pénétration des tissus, des veines et de l'os.
- Système veineux complet qui comprend l'arcade veineuse dorsale, la grande veine saphène et la petite veine saphène.

PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE

- Retour d'information positif : prélèvement de sang simulé pour confirmer la réussite des procédures.
- Installation rapide et facile : prêt à l'emploi en moins de 5 minutes.
- Entretien sans effort : remplacement rapide et facile des inserts IO. Chaque insert peut supporter jusqu'à 5 procédures.

FORMATION PAR COMPÉTENCE

- Placement de l'aiguille intra-osseuse (IO) tibiale
- Perfusion IV (Pied)
- Injections intramusculaires (Cuisse)

Le **TruInfant IO Leg** est un simulateur de jambe basé sur l'anatomie d'un nourrisson de 6 mois. Il est dédié à l'enseignement des compétences associées à la perfusion intra-osseuse (IO) du tibia. Grâce à son anatomie précise, les apprenants peuvent identifier le site d'insertion de l'aiguille intra-osseuse dans le tibia proximal avec une résistance réaliste lors de la pénétration dans la cavité médullaire.

SIMULATEUR ROBUSTE ET DURABLE



COMPOSITION DU SIMULATEUR

- 1 Jambe TruInfant IO prête à l'emploi
- 40 Tibias IO (inserts tibiaux)
- 60 Broches tibiales (longues)
- 60 Broches tibiales (courtes)
- 1 Pied à perfusion
- 2 Poches de perfusion
- 1 Seringue Luer Lock
- 1 250 ml de sang concentré
- 1 Valise de transport



TRUINFANT IV ARM

ANATOMIE RÉALISTE

- Anatomie réaliste et sensation fidèle.
- Sensation réelle de pénétration des tissus, des veines et de l'os.
- Système veineux complet qui contient l'arcade veineuse dorsale, ainsi que les veines céphalique et basilique, permettant de pratiquer la ponction à divers endroits.
- L'activation du mode de débit sanguin veineux normal permet de prélever et d'administrer des fluides, offrant un retour veineux réaliste.

PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE

- Retour veineux : prélèvement de sang simulé pour confirmer la réussite des procédures.
- Installation rapide et facile : prêt à l'emploi en moins de 5 minutes.

FORMATIONNAUX PROCÉDURES MÉDICALES

- Perfusion IV pédiatrique (bras et main)

Le **TruInfant IV Arm** est un simulateur de bras basé sur l'anatomie d'un nourrisson de 6 mois. Il est destiné à l'apprentissage des compétences liées à la canulation veineuse périphérique de la main et du bras.

SIMULATEUR ROBUSTE ET DURABLE



JUSQU'À 300 INJECTIONS
INTRAMUSCULAIRES AVEC
UNE AIGUILLE 24G

BRAS REMPLAÇABLES

COMPOSITION DU SIMULATEUR

- 1 Bras TruInfant IV prêt à l'emploi
- 2 Bras TruInfant IV de rechange
- 1 Pied à perfusion
- 2 Poches de sang
- 1 Seringue Luer Lock
- 1 250 ml de sang concentré
- 1 Valise de transport



“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences

fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs. Votre objectif est notre mission : délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-de-Cé
02.41.05.82.91

Retrouvez-nous sur LinkedIn 

twin-medical.com
info@twin-medical.com