



Twin
medical



TruMan® Trauma
Adult

Mannequin pour soins
d'urgence



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE ANATOMIQUE FIDÈLE

- Taille, poids et apparence réaliste d'un homme adulte
- Repères anatomiques définis pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire
- Bascule de la tête, élévation du menton et relâchement thoracique réaliste
- Inserts de drainage thoracique simulant les couches tissulaires de la peau, de la graisse et du muscle
- Voies aériennes conçues à partir de données scanner (DICOM) (larynx avec repères cricoïdiens palpables, cartilages laryngés, anneaux trachéaux)
- Pour la formation à la traumatologie et à la pose de ceinture pelvienne : crête iliaque, grands trochanters et os pelvien

LARGE GAMME DE GESTES ET PROCÉDURES

- Insertion d'un drain thoracique
- Décompression à l'aiguille du pneumothorax
- Formation à la gestion des voies respiratoires
- Trachéotomie percutanée
- Réanimation cardio-pulmonaire
- Utilisation des dispositif supraglottiques
- Intubation endotrachéale avec laryngoscopie directe
- Insertion du Combitube
- Insertion d'une sonde nasogastrique
- Ventilation par masque à valve à sac
- Technique d'isolement pulmonaire

Le **TruMan® Trauma Adult** est un simulateur ultra-réaliste sous forme de buste d'homme adulte dédié à l'enseignement de nombreux gestes d'urgence. Il permet l'enseignement des techniques avancées de gestion des voies respiratoires, à la réanimation cardio-pulmonaire et aux procédures chirurgicales d'urgence.

MANNEQUIN RÉSISTANT ET DURABLE

+ DE 80 000 INTUBATIONS

+ DE 250 000 COMPRESSIONS THORACIQUES



+ DE 3 000 DÉCOMPRESSIONS THORACIQUES À L'AIGUILLE

+ DE 1 000 DÉCOMPRESSIONS À L'AIGUILLE BILATÉRALES


SIMULATEUR TOUT INCLUS

- 1 Buste
- 2 Inserts de décompression
- 5 Larynx
- 2 Inserts de drainage pleural
- 1 Peau de cou
- 1 Sacoche de transport

MODÈLES

Retrouvez aussi la version connectée avec le **Smart TruMan® Trauma Adult**

Grâce à son intégration avec l'application Smart Resus, les apprenants bénéficient d'une expérience enrichie par un feedback en temps réel. Ce mannequin offre une polyvalence exceptionnelle, idéale pour la formation en traumatologie, en chirurgie, en médecine pré-hospitalière et en soins intensifs.



BIBLIOTHÈQUE SONORE

Simule des conditions cliniques : sécrétions, sibilances et obstruction des voies aériennes.

MODES DE FORMATION

Modes "entraînement" et "évaluation" pour soutenir une formation en traumatologie alignée sur les standards ATLS (Advanced Trauma Life Training).

DES SESSIONS DE SIMULATION OPTIMISÉES AVEC **smartresus**

FEEDBACK RCP

Analyse des performances en temps réel pour la profondeur, la fréquence, le relâchement et la position des mains.

ECG 12 DÉRIVATIONS ET MODE DÉFIBRILLATION

Fonctions intégrées d'ECG et de défibrillation pour simuler des interventions d'urgence.

SIMULATION D'ÉCHOGRAPHIE ET DE RADIOGRAPHIE

Les images échographiques et les radiographies thoraciques simulent des scénarios de traumatismes complexes, incluant le pneumothorax compressif, l'hémithorax et la tamponnade cardiaque.


VENTILATION

Mode de ventilation manuelle pour un entraînement respiratoire réaliste.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Tous les modèles sont disponibles avec différentes couleurs de peau.





“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences

fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs. Votre objectif est notre mission : délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-de-Cé
02.41.05.82.91

Retrouvez-nous sur LinkedIn 

twin-medical.com
info@twin-medical.com