




Twin
medical




**Modèles anatomiques
à suturer**

MODÈLES REALSUTURE




PEAUX À SUTURER REALSUTURE • 3 COUCHES

Les peaux RealSuture à 3 couches sont conçues pour imiter les trois premières couches superficielles de la paroi abdominale : la couche de l'épiderme, la couche sous-cutanée et la première couche du fascia. Pour se comporter comme de vrais tissus, la couche d'épiderme a été renforcée pour absorber les tensions et les tiraillements lors de la pratique de suture.

	PEAU REALSUTURE 3 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0150L
	PEAU REALSUTURE 3 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0150
	PEAU REALSUTURE 3 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0250L
	PEAU REALSUTURE 3 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0250

PEAUX À SUTURER REALSUTURE • 6 COUCHES

Les peaux RealSuture à 6 couches sont conçues pour imiter les 6 premières couches de la paroi abdominale. Les couches reproduisent l'épiderme, le derme, la couche sous-cutanée, la première couche de fascia, le muscle et la deuxième couche de fascia. Chaque couche est formulée de manière unique pour reproduire sa couche de tissu réelle respective, ce qui en fait le modèle le plus réaliste du marché. La couche de derme rend ce modèle utile pour pratiquer les sutures sous-cutanées.

	PEAU REALSUTURE 6 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0230L
	PEAU REALSUTURE 6 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0230
	PEAU REALSUTURE 6 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0330L
	PEAU REALSUTURE 6 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0330


PEAUX À SUTURER REALSUTURE TRANSLUCIDE • 1 COUCHE

La peau RealSuture à 1 couche est conçue pour permettre aux apprenants à maîtriser la confection des nœuds et l'uniformité des motifs de suture. La vue transparente en 3 dimensions permet de voir et de mieux comprendre la profondeur et la précision des gestes.




	PEAU REALSUTURE TRANSLUCIDE 1 COUCHE - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM)	REF - SGL-0100
--	---	----------------

SUPPORT DE MAINTIEN

Ce support est compatible avec les peaux RealSuture. Il permet de maintenir la peau en place en la conformant à une surface arrondie pour reproduire la tension superficielle réaliste d'une incision.

	SUPPORT DE MAINTIEN - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM)	REF - SGL-0210
	SUPPORT DE MAINTIEN - MOYEN (10CMX14,5CM)	REF - SGL-0310

MODÈLES REALFLOW



PEAUX À SUTURER REALFLOW • 6 COUCHES

Les peaux RealFlow à 6 couches comportent un système simulé de vaisseaux pour ajouter le défi d'apprentissage de la suture pendant que le patient saigne activement. Conçues dans le but d'enseigner plus précisément la ligature des vaisseaux et la gestion des saignements, les peaux RealFlow permettent également de s'entraîner aux incisions superficielles et profondes, au placement des aiguilles, à l'uniformité des motifs de suture et à la réalisation de nœuds. Elles présentent une Linéa Alba.




PEAU REALFLOW 6 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0331
PEAU REALFLOW 6 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0331L
PEAU REALFLOW 6 COUCHES - GRAND (17CMX24CM) - PEAU CLAIRE	REF - SGL-0431
PEAU REALFLOW 6 COUCHES - GRAND (17CMX24CM) - PEAU FONCÉE	REF - SGL-0431L

SANG ARTIFICIEL EN POUDRE - COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS REALFLOW	REF - SGL-0600-4
POCHE IV - COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS REALFLOW	REF - SGL-0600-3

Le sang artificiel en poudre et la poche IV sont vendus séparément.

AUTRES MODÈLES À SUTURER

PEAUX À SUTURER • KYSTE ET ABCÈS I&D



PEAU KYSTE ET ABCÈS I&D - 8CMX11CM - PEAU CLAIRE


REF - SGL-0222L

PEAU KYSTE ET ABCÈS I&D - 8CMX11CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0222

L'intégrité du contenu simulé du kyste et de l'abcès commencera à se dégrader au-delà de 60 jours.

PEAUX À SUTURER • DOUBLE ABCÈS I&D



PEAU DOUBLE ABCÈS I&D - 8CMX11CM - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0221L

PEAU DOUBLE ABCÈS I&D - 8CMX11CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0221

L'intégrité du contenu simulé des abcès commencera à se dégrader au-delà de 60 jours.

PEAUX À SUTURER • LÉSIONS CUTANÉES



PEAU LÉSIONS CUTANÉES 3 COUCHES - 7CMX6,5CM - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0150D

PEAU LÉSIONS CUTANÉES 3 COUCHES - 7CMX6,5CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0151D

PEAUX À SUTURER • LIPOME



PEAU LIPOME - 6CMX11CM - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0225L

PEAU LIPOME - 6CMX11CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0225

PEAUX À SUTURER 6 COUCHES • LINEA ALBA



PEAU 6 COUCHES LINEA ALBA - 6CMX11CM - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0235L

PEAU 6 COUCHES LINEA ALBA - 6CMX11CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0235

SIMULATEUR D'INTESTIN GRÊLE



INTESTIN GRÊLE - DIAMÈTRE EXTÉRIEUR : 20MM | DIAMÈTRE INTÉRIEUR : 15MM

REF - SGL-0500

SIMULATEUR D'ESTOMAC



ESTOMAC - ORGANE CREUX - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0510

KITS DE SUTURE



KITS REALSUTURE • 3 COUCHES

Les kits de formation aux sutures à 3 couches combinent une peau à 3 couches avec un ensemble d'instruments de suture, des paquets de sutures d'entraînement non stériles 3-0 et 4-0.



KIT REALSUTURE 3 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0150LK

1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
 1 x Pince à disséquer Adson
 1 x Forceps pour tissus Adson
 1 x Scalpel N°10
 3 x Fils de suture 3-0
 3 x Fils de suture 4-0
 1 x Peau RealSuture 3 couches 8,5 x 11,5cm

KIT REALSUTURE 3 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0250LK

1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
 1 x Pince à disséquer Adson
 1 x Forceps pour tissus Adson
 1 x Scalpel N°10
 5 x Fils de suture 3-0
 5 x Fils de suture 4-0
 1 x Peau RealSuture 3 couches 10 x 14,5 cm

KITS REALSUTURE • 6 COUCHES

Les kits de formation aux sutures à 6 couches combinent une peau à 3 couches avec un ensemble d'instruments de suture, des paquets de sutures d'entraînement non stériles 3-0 et 4-0.



KIT REALSUTURE 6 COUCHES - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM) - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0230LK



1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
 1 x Pince à disséquer Adson
 1 x Forceps pour tissus Adson
 1 x Scalpel N°10
 3 x Fils de suture 3-0
 3 x Fils de suture 4-0
 1 x Peau RealSuture 6 couches 8,5 x 11,5cm

KIT REALSUTURE 6 COUCHES - MOYEN (10CMX14,5CM) - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0330LK

1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
 1 x Pince à disséquer Adson
 1 x Forceps pour tissus Adson
 1 x Scalpel N°10
 5 x Fils de suture 3-0
 5 x Fils de suture 4-0
 1 x Peau RealSuture 6 couches 10 x 14,5 cm

KITS DE SUTURE



KITS REALSUTURE TRANSLUCIDE • 1 COUCHE

Le kit de formation à la suture à une couche combine une peau à une couche translucide avec un ensemble d'instruments de suture et trois paquets de sutures d'entraînement non stériles 3-0 ou 4-0.

KIT REALSUTURE TRANSLUCIDE 1 COUCHE - CLASSIQUE (8,5CMX11,5CM)

REF - SGL-0100K

- 1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
- 1 x Pince à disséquer Adson
- 1 x Paire de ciseaux
- 1 x Bistouri n°10
- 3 x Fils de suture 3-0 ou 4-0
- 1 x Peau de suture Translucide 8,5 x 11,5cm

KITS DE SUTURE • LÉSIONS CUTANÉES

Le kit de formation à la suture de lésions cutanées combine une peau simulant des lésions cutanées avec un ensemble d'instruments de suture et trois paquets de sutures d'entraînement non stériles 3-0 ou 4-0.

KIT LÉSIONS CUTANÉES - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0150DK

- 1 x Porte-aiguille Mayo Hegar
- 1 x Pince à disséquer Adson
- 1 x Paire de ciseaux
- 3 x Fils de suture 3-0 ou 4-0
- 1 x Peau de suture Lésions cutanées

KITS DE SUTURE • KYSTE ET ABCÈS I&D

Le kit de formation à la suture simulée pour kyste et abcès I&D combine une peau simulant un kyste et un abcès I&D avec un ensemble d'instruments de suture et trois paquets de suture d'entraînement non stérile 3-0 et 4-0.

KIT KYSTE ET ABCÈS I&D - PEAU CLAIRE OU FONCÉE


REF - SGL-0220LK-FL

- 1 x Scalpel jetable n°10
- 1 x Pince à tissus Adson (1x2)
- 1 x Ciseaux 1 point
- 1 x Porte-aiguille Mayo Hegar 6"
- 6 x Paquets de sutures en nylon (3-0 et 4-0)
- 1 x Peau Kyste et Abcès

L'intégrité du contenu simulé du kyste et de l'abcès commencera à se dégrader au-delà de 60 jours.

AUTRES MODÈLES ANATOMIQUES

PEAUX POUR INJECTION



PEAU INJECTION - 6CMX6CM - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0711

PEAU INJECTION - 6CMX6CM - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0712

PEAU ACCÈS VASCULAIRE PAR ULTRASON

Ce modèle est conçu pour s'entraîner aux techniques d'échographie sur différentes profondeurs de veines. Il y a cinq veines distinctes dans ce modèle : 2 à la surface, 1 à profondeur moyenne et 2 à environ 1 cm de profondeur.



PEAU ACCÈS VASCULAIRE - 8CMX11CM - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0800L-1

1 x Peau 8cm x 11cm

1 x Paquet de poudre de sang artificiel

1 x Poche IV 1000ml

MANCHON ACCÈS VASCULAIRE

Permet l'apprentissage des techniques de ponction veineuse et d'accès vasculaire dans des scénarios réalistes grâce au manchon d'accès vasculaire humain. Conçu pour s'adapter à la plupart des personnes et des mannequins, le manchon est fixé par les languettes auto-agrippantes.



MANCHON ACCÈS VASCULAIRE - PEAU CLAIRE OU FONCÉE

REF - SGL-0800

1 x Manchon

1 x Peau amovible

1 x Paquet de poudre de sang artificiel

1 x Poche IV 1000ml

SIMULATEUR D'ONGLE INCARNÉ



ONGLE INCARNÉ ORTEIL - PEAU CLAIRE

REF - SGL-0701L

ONGLE INCARNÉ ORTEIL - PEAU FONCÉE

REF - SGL-0701

SIMULATEUR DE CRICOTHYROTOMIE

Ce simulateur de cricothyrotomie a été conçu pour offrir une expérience réaliste. Des repères précis permettent aux apprenants de pratiquer et d'effectuer correctement la cricothyrotomie pour se préparer aux situations d'urgence.



SIMULATEUR DE CRICOTHYROTOMIE

REF - SGL-0720

1 x Cou

1 x Peau amovible

1 x Insert cartilage thyroïdien

3 x Membranes thyroïdiennes



“JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR LE PATIENT”

Twin Medical est une entreprise française créée en 2012 avec l'idée que l'enseignement en santé devait bénéficier des nouvelles technologies de simulation pour former nos futurs médecins, chirurgiens ou infirmiers.

Les outils pédagogiques que nous proposons sont disruptifs, leurs bénéfices sont scientifiquement prouvés et ils accompagnent les professionnels de santé dans leurs courbes d'apprentissage depuis les compétences

fondamentales (formation initiale) jusqu'aux gestes et situations les plus complexes (formation continue).

Au-delà des qualités uniques de nos simulateurs et mannequins, la force de Twin Medical réside dans l'obsession de son équipe à apporter l'expertise, la formation et l'accompagnement attendus par ses utilisateurs. Votre objectif est notre mission : délivrer le meilleur et le plus sûr des soins à votre patient.



Twin Medical
21 rue Paul Pousset
49130 Les Ponts-de-Cé
02.41.05.82.91

Retrouvez-nous sur LinkedIn 

twin-medical.com
info@twin-medical.com